

**TCVN**

**TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

**TCVN 14347:2025**

Xuất bản lần 1

**QUặng TINH ANTIMON –  
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THIẾC – PHƯƠNG PHÁP QUANG  
PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)**

*Antimony concentrates –  
Determination of tin content – Inductively coupled plasma optical emission  
spectrometry*

**HÀ NỘI – 2025**

## Lời nói đầu

TCVN 14347:2025 do Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ-Luyện kim biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

# Quặng tinh antimon – Xác định hàm lượng thiếc – Phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

*Antimony concentrates – Determination of tin content – Inductively coupled plasma optical emission spectrometry*

**CÀNH BÁO** – Những người sử dụng tiêu chuẩn này phải thành thạo với thực hành thông thường trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề an toàn, nếu có, liên quan đến việc sử dụng tiêu chuẩn. Người sử dụng tiêu chuẩn cần có trách nhiệm thiết lập các thực hành an toàn và sức khỏe thích hợp đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

## 1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng, để xác định hàm lượng thiếc trong quặng tinh antimon.

Phương pháp được áp dụng cho quặng tinh antimon, có hàm lượng thiếc từ 0,002 % đến 0,03 % (theo khối lượng).

## 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), *Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử*;

TCVN 7153 (ISO 1042), *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Bình định mức*;

TCVN 7151 (ISO 648), *Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet một mức*.

TCVN 9924, *Đất, đá, quặng- Quy trình gia công mẫu sử dụng cho các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, Ronghen, nhiệt*.

### 3 Nguyên tắc

Phân hủy và chuyển hóa thiếc trong quặng tinh antimon bằng dung dịch nước cường thủy, dung dịch axit tartric 10 % được thêm vào dung dịch để antimon không bị thủy phân. Xác định hàm lượng thiếc trong dung dịch bằng phép đo phổ phát xạ plasma cảm ứng tại bước sóng 189,927 nm.

### 4 Hóa chất và thuốc thử

Chỉ sử dụng hóa chất có cấp tinh khiết phân tích, trừ khi có quy định khác và nước dùng trong tiêu chuẩn là nước cất loại 2 theo TCVN 4851 (ISO 3696)

**4.1 Axit nitric ( $\text{HNO}_3$ ), đặc ( $d = 1,40 \text{ g/mL}$ )**

**4.2 Axit clohydric ( $\text{HCl}$ ), đặc ( $d = 1,18 \text{ g/mL}$ )**

**4.3 Axit tartric, tinh khiết 99,5 %**

**4.4 Antimon kim loại, tinh khiết 99,99 % ( $\text{Sn} < 0,0002 \%$ )**

**4.5 Sắt (III) clorua hexahydrat ( $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ), tinh khiết ( $\text{Sn} < 0,0002 \%$ )**

**4.6 Dung dịch nước cường thủy**

Pha hỗn hợp axit nitric (4.1) và axit clohydric (4.2) với tỷ lệ 1:3 theo thể tích (*pha dung dịch trước khi sử dụng*).

**4.7 Dung dịch axit tartric 10 %**

Hòa tan 10,0 gam axit tartric (4.3) vào 100 mL nước.

**4.8 Dung dịch axit clohydric, tỉ lệ 1+1**

Vừa khuấy vừa thêm từ từ 100 mL axit clohydric (4.2) vào 100 mL nước cất.

**4.9 Dung dịch nền sắt, 10 mg/mL**

Hòa tan 48,4 g sắt (III) clorua hexahydrat (4.5) vào 200 mL nước, thêm 10 mL axit clohydric (4.2) và pha loãng đến 1000 mL bằng nước.

**4.10 Dung dịch nền antimon, 10 mg/mL**

Cân 1,00 g antimon kim loại (4.4) vào cốc thủy tinh dung tích 100 mL, tia nước ẩm mőu, thêm 10 mL dung dịch nước cường thủy (4.6) và lắc đều cốc để tan mőu. Thêm 1 g axit tartric (4.3), đun nóng cho đến khi mőu tan hoàn toàn, để nguội. Chuyển vào bình định mức dung tích 100 mL, pha loãng đến vạch mức bằng nước.

**4.11 Dung dịch chuẩn gốc thiếc, có nồng độ Sn 1000 mg/L**

Sử dụng dung dịch chuẩn gốc có bán sẵn hoặc dung dịch tương đương với nồng độ thiếc 1000 mg/L

**4.12 Dung dịch tiêu chuẩn thiếc, nồng độ Sn 100 mg/L**

Lấy chính xác 10,00 mL dung dịch gốc Sn (4.11) vào bình định mức dung tích 100 mL, thêm 4 mL dung dịch axit clohydric tỉ lệ 1+1 (4.8) và pha loãng bằng nước cất đến vạch và lắc đều.

**4.13 Dãy dung dịch chuẩn Sn, có nồng độ từ 0,2 mg/L đến 5 mg/L**

Lấy chính xác 0 mL; 0,20 mL; 0,50 mL; 1,00 mL; 2,00 mL; 5,00 mL dung dịch tiêu chuẩn Sn nồng độ 100 mg/L (4.12) vào lần lượt 6 bình định mức dung tích 100 mL khác nhau. Thêm vào mỗi bình 20 mL dung dịch axit clohydric tỉ lệ 1+1 (4.8), 10 mL dung dịch nền antimon (4.10) và 5 mL dung dịch nền sắt (4.9) pha loãng bằng nước cất đến vạch mức, lắc đều. Dãy dung dịch chuẩn Sn thu được có nồng độ lần lượt là 0 mg/L; 0,20 mg/L; 0,50 mg/L; 1,00 mg/L; 2,00 mg/L; 5,00 mg/L. Bảo quản trong bình nhựa và sử dụng trong ngày.

## 5 Thiết bị và dụng cụ

Thiết bị, dụng cụ thông thường sử dụng trong phòng thí nghiệm, bao gồm pipet một mức và các bình định mức một vạch phù hợp với các quy định tương ứng của TCVN 7151 (ISO 648) và TCVN 7153 (ISO 1042) và các thiết bị dụng cụ sau

**5.1 Cân phân tích**, có phân giải 0,000 1 g.

**5.2 Tủ sấy**, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ  $105^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$

**5.3 Thiết bị quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)**, có thể cài đặt bước sóng đo Sn là 189,927 nm.

**5.4 Bếp điện**, có điều chỉnh nhiệt độ

**5.5 Bình hút ẩm**, chứa silicagel đã sấy khô

## 6 Chuẩn bị mẫu

Gia công mẫu thử theo TCVN 9924. Mẫu thử được sấy khô trong tủ sấy (5.2) mẫu ở nhiệt độ  $105^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  đến khối lượng không đổi, làm nguội trong bình hút ẩm (5.5) đến nhiệt độ phòng trước khi tiến hành cân để thử nghiệm.

## 7 Cách tiến hành

### 7.1 Số lượng phép xác định

Thực hiện phân tích ít nhất hai lần trên từng mẫu dưới cùng một điều kiện.

### 7.2 Phép thử trắng

Thực hiện phép thử trắng song song với phép phân tích, sử dụng cùng một lượng tất cả các thuốc thử nhưng không có mẫu thử.

### 7.3 Phân hủy mẫu thử nghiệm

**7.3.1** Cân 0,5 gam mẫu trên cân phân tích (5.1), chính xác đến 0,000 1 g cho vào cốc thủy tinh dung tích 100 mL, tia nước cất để ẩm mẫu.

**7.3.2** Thêm 20 mL dung dịch nước cường thủy (4.6), lắc đều cốc để phân tán mẫu, đun nóng ở nhiệt độ  $80^{\circ}\text{C}$  trên bếp điện (5.4) trong 45 min đến khi dung dịch còn khoảng 3 mL, lấy ra để nguội. Thêm 5 mL dung dịch axit tartric 10 % (4.7) và 5 mL axit clohydric (4.2), lắc đều cốc.

7.3.3 Chuyển toàn bộ dung dịch vào bình định mức dung tích 50 mL, pha loãng bằng nước cất đến vạch mức, lắc đều. Lọc lấy dung dịch để xác định Sn.

#### 7.4 Xác định hàm lượng Sn trên thiết bị quang phổ phát xạ cảm ứng ICP-OES

7.4.1 Thiết lập các thông số đo của thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc theo từng thông số đã khảo sát tối ưu cho từng thiết bị cụ thể. Khuyến nghị cài đặt các thông số xác định Sn trên thiết bị ICP-OES như Bảng 1

**Bảng 1-Thông số khuyến nghị cài đặt trên thiết bị ICP-OES**

Thông số đo trên ICP-OES	Sn
1. Bước sóng	189,927 nm.
2. Công suất RF	1300 W
3. Lưu lượng khí phụ trợ (khí auxiliary)	0,2 L/min
4. Lưu lượng khí nebulizer	0,7 L/min
5. Lưu lượng khí plasma	12 L/min
6. Tốc độ bơm mẫu	1,2 ml/min
7. Chế độ đo	Hướng trực

CHÚ THÍCH 1 Cần tiến hành đánh giá lại các thông số cài đặt trên thiết bị ICP-OES để phù hợp với từng hãng sản xuất thiết bị khác nhau.

#### 7.4.2 Tiến hành đo trên thiết bị ICP-OES (5.3), theo thứ tự như sau:

- Đo cường độ phát xạ của dãy dung dịch chuẩn Sn (4.13) theo thứ tự từ nồng độ thấp đến cao. Dụng biều đồ đường chuẩn biều diễn sự phụ thuộc giữa cường độ vạch phổ vào nồng độ Sn trong dung dịch chuẩn dạng  $y=ax+b$ , chấp nhận đường chuẩn khi  $R^2 \geq 0,995$ .
- Đo dung dịch mẫu trắng thuốc thử đã chuẩn bị ở bước 7.2.
- Tiến hành đo dung dịch mẫu thử đã chuẩn bị ở bước 7.3.3. Dựa trên đồ thị đường chuẩn, xác định nồng độ nguyên tố Sn ( $C_{Sn}$ ) trong dung dịch mẫu thử tương ứng với cường độ phát xạ của mẫu thử trừ cường độ phát xạ của mẫu trắng thuốc thử.
- Đo lại 1 điểm chuẩn sau 10 lần đo mẫu thử để kiểm tra độ lặp lại của thiết bị.

### 8 Biểu thị kết quả

#### 8.1 Tính kết quả

Hàm lượng thiếc (X) trong quặng tinh antimon, tính bằng %, theo công thức:

$$X = \frac{C_{Sn} \times V}{m \times 10^4} \quad (1)$$

Trong đó

$C_{Sn}$  nồng độ Sn trong dung dịch mẫu, tính bằng mg/L;

$V$  thể tích định mức dung dịch mẫu sau phân hủy (7.3.3), tính bằng mL;

$m$  khối lượng cân mẫu phân tích, tính bằng g;

### 8.2 Độ lặp lại và sai số cho phép

Độ lệch chuẩn nội bộ phòng thí nghiệm được biểu thị theo các công thức:

Độ lệch chuẩn nội bộ phòng thí nghiệm:  $S_r = 0,0225\bar{X} + 0,00002$  (2)

Giới hạn độ lặp lại:  $r = 2,8 \times S_r$  (3)

Trong đó:

$\bar{X}$  trung bình hàm lượng Sn có trong mẫu, tính bằng (%)

$S_r$  độ lệch chuẩn nội bộ phòng thí nghiệm, tính bằng (%)

$r$  giới hạn độ lặp lại, tính bằng %

### 8.3 Xác định kết quả phân tích cuối cùng

Khi đã tính được các kết quả phân tích lặp lại độc lập theo công thức (1), so sánh với giới hạn độ lặp lại  $r$ :

Nếu  $|X_1 - X_2| \leq r$ , xác định kết quả phân tích cuối cùng theo công thức (4):

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2} \quad (4)$$

Nếu  $|X_1 - X_2| > r$ , xác định kết quả phân tích cuối cùng theo quy trình nêu tại phụ lục A.

### 8.4 Độ chum giữa các phòng thí nghiệm

Độ chum cho phép giữa các phòng thí nghiệm được biểu thị theo các công thức sau:

Độ lệch chuẩn giữa các phòng thí nghiệm:  $S_L = 0,0362\bar{X} + 0,0002$  (5)

Sai số cho phép giữa các phòng thí nghiệm:  $P = 2,8 \sqrt{S_L^2 + \frac{S_r^2}{2}}$  (6)

Sử dụng độ chum giữa các phòng thí nghiệm để xác định sự phù hợp giữa các kết quả do hai (hoặc nhiều) phòng thử nghiệm đã báo cáo. Giả sử tất cả các phòng thử nghiệm này đều áp dụng theo cùng một quy trình nêu tại 7.3

Trung bình của các kết quả cuối cùng được tính theo công thức (7):

$$\mu_{12} = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} \quad (7)$$

Trong đó

$\mu_1$  là kết quả cuối cùng do phòng thử nghiệm 1 báo cáo;

$\mu_2$  là kết quả cuối cùng do phòng thử nghiệm 2 báo cáo;

$\mu_{12}$  là giá trị trung bình của tất cả các kết quả cuối cùng.

Nếu  $|\mu_1 - \mu_2| \leq P$  thì các kết quả cuối cùng là phù hợp.

### 8.5 Kiểm tra độ đúng

Độ đúng của phương pháp phân tích có thể kiểm tra bằng cách sử dụng mẫu chuẩn chứng nhận (CRM) hoặc chất chuẩn (RM). Qui trình kiểm tra tương tự như quy trình nêu tại điều 7. Khi độ chụm đã được khẳng định, thì so sánh kết quả cuối cùng của phòng thử nghiệm với giá trị chuẩn hoặc chứng nhận,  $A_c$ . Có thể xảy ra hai trường hợp sau:

a)  $|X_c - A_c| \leq C$ , trong trường hợp này, chênh lệch giữa kết quả báo cáo và giá trị so sánh/chứng nhận là không đáng kể về mặt thống kê.

b)  $|X_c - A_c| > C$ , trong trường hợp này, chênh lệch giữa kết quả báo cáo và giá trị so sánh/chứng nhận là đáng kể về mặt thống kê.

Trong đó:

$X_c$  là kết quả cuối cùng của chất chuẩn chứng nhận;

$A_c$  là giá trị chứng nhận/chuẩn đối với CRM/RM;

$C$  là đại lượng phụ thuộc vào loại CRM/RM đã sử dụng.

Nếu chất chuẩn được chứng nhận bởi chương trình so sánh liên phòng, đại lượng  $C$  được tính theo công thức (8):

$$C = \sqrt{S_L^2 + \frac{S_r^2}{n} + S^2(A_c)} \quad (8)$$

Trong đó:

$S^2(A_c)$  là phương sai của giá trị chứng nhận

$n$  là số lượng các phép xác định lặp lại

Nếu chất chuẩn được chứng nhận bởi một phòng thí nghiệm, đại lượng  $C$  được tính theo công thức (9):

$$C = \sqrt{2S_L^2 + \frac{S_r^2}{n}} \quad (9)$$


## 9 Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm cần bao gồm những thông tin sau:

- a) Viện dẫn tiêu chuẩn này;
- b) Đặc điểm nhận dạng mẫu;
- c) Kết quả thử nghiệm;
- d) Mọi thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc được coi là tùy chọn và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm;
- e) Ngày thử nghiệm.

**Phụ lục A**

(quy định)

**Quy trình chấp nhận các giá trị phân tích đối với các mẫu thử**

CHÚ THÍCH: r là giới hạn độ lặp lại, xem tại 8.2.1

**Hình A.1-Sơ đồ quy trình chấp nhận các kết quả thử**

**Thư mục tài liệu tham khảo**

- [1] Kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ Công Thương: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình xác định hàm lượng Sb, Au, Ag, As, Cu, Pb, Bi, Se, Sn, Cd trong tinh quặng antimon và xác định hàm lượng Au, Ag, Sb trong xỉ antimon".
- [2] TCNB ANTIMON 05-2019 - Kí hiệu QT 96, Tinh quặng antimon- xác định hàm lượng arsen, selen, thiếc – phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cao tần cảm ứng.
- [3] SN/T 3007-2011 *Determination of arsenic, lead, copper, iron, selenium, bismuth content in metal antimony. Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (China National Certification and Accreditation Administration)*
- [4] YUAN Ai-Ping ,HUANG Yu-Long (2009), "Fast Determination of As, Hg, Se, Bi and Sn in Antimony Concentrateby Hydride Generation Atomic Fluorescence Spectrometry", Chinese Journal of Applied Chemistry, Vol.26 No.2.
- [5] TCVN 6910-2 (ISO 5725-2) Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn.
-